

GILVEST LIQUID „G“

Spezialliquid für Arbeiten, die besondere Anforderungen an die Expansion der Einbettmasse stellen, z.B. bei der Verarbeitung von Nicht-Edelmetalllegierungen oder bei speziellen Teleskop-Arbeiten

Die detaillierten Verarbeitungsanweisungen in unseren Datenblättern der verschiedenen Gilvest-Produkte ändern sich abgesehen von der Abbindeexpansion nicht. Dieses konzentrierte Liquid **G** erhöht die dort angegebenen Abbindeexpansionen um 35 - 40 %.

Gilvest Liquid konzentriert gefriert bei Temperaturen unterhalb von 0° C. Es ist dann nicht mehr verwendbar. Bestellen Sie daher Ihren Wintervorrat rechtzeitig.

Vergleich der Abbindeexpansion von Gilvest Liquid und Gilvest Liquid G

